



Colonne Vertébrale Solutions

 www.4umedical.com.tr



Medical

Keeps You
Moving



**VEUILLEZ SCANNER LE
CODE QR POUR EN
SAVOIR PLUS !**



Contenu

- Système de vis rachidiennes cervicales postérieures
- Plaque cervicale antérieure
- Cage de corpectomie cervicale
- Cage de plaque de corpectomie cervicale
- Prothèse de disque cervical
- Cages PEEK cervicales
- Système de vis rachidiennes postérieures
- Tige rachidienne postérieure
- Connecteurs thoraco-lombaires
- Crochets thoraco-lombaires
- Cage de corpectomie thoraco-lombaire
- Dispositif interépineux thoraco-lombaire
- Cages thoraco-lombaires PLIF et TLIF PEEK
- Ensembles d'instruments



Introduction




4U Spinal Solutions propose une gamme complète de produits pour les neurochirurgiens spécialisés dans la fusion vertébrale. Le système est conçu pour fournir des solutions procédurales pour les segments cervicaux, thoraciques, lombaires et/ou sacrés de la colonne vertébrale.

Le système 4U est utilisé pour traiter les défauts et stabiliser la colonne vertébrale, les articulations ou d'autres structures squelettiques. Les systèmes de fixation vertébrale 4U sont la nouvelle génération de systèmes à chargement par le haut et à serrage par le haut conçus pour la colonne vertébrale afin d'optimiser la déformation et la correction. Cela nécessite une sélection complète d'implants et une instrumentation bien conçue.

Par conséquent, 4U Spinal Solutions propose une large gamme d'implants de haute qualité qui prennent en charge les techniques de correction antérieure et postérieure. Elle se compose de dispositifs chirurgicaux et implantables à long terme, de différentes tailles de vis pédiculaires autotaraudeuses polyaxiales de différentes conceptions, de tiges, de connecteurs, de crochets et de différents types de cages intersomatiques.

Système de vis vertébrale cervicale postérieure



Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Vis à profil bas
- Conception angulaire et anatomique
- Fixation de vis plus facile
- Flexibilité pour le remplacement des vis et des tiges

VIS POLYAXIALE CERVICALE POSTÉRIEURE SPINALE 4U

Code	Taille	Code	Taille
1803010	3.0x10 mm	1804010	4.0x10 mm
1803012	3.0x12 mm	1804012	4.0x12 mm
1803014	3.0x14 mm	1804014	4.0x14 mm
1803016	3.0x16 mm	1804016	4.0x16 mm
1803018	3.0x18 mm	1804018	4.0x18 mm
1803020	3.0x20 mm	1804020	4.0x20 mm
1803022	3.0x22 mm	1804022	4.0x22 mm
1803024	3.0x24 mm	1804024	4.0x24 mm
1803026	3.0x26 mm	1804026	4.0x26 mm
1803028	3.0x28 mm	1804028	4.0x28 mm
1803030	3.0x30 mm	1804030	4.0x30 mm
1803032	3.0x32 mm	1804032	4.0x32 mm
1803510	3.5x10 mm	1804510	4.5x10 mm
1803512	3.5x12 mm	1804512	4.5x12 mm
1803514	3.5x14 mm	1804514	4.5x14 mm
1803516	3.5x16 mm	1804516	4.5x16 mm
1803518	3.5x18 mm	1804518	4.5x18 mm
1803520	3.5x20 mm	1804520	4.5x20 mm
1803522	3.5x22 mm	1804522	4.5x22 mm
1803524	3.5x24 mm	1804524	4.5x24 mm
1803526	3.5x26 mm	1804526	4.5x26 mm
1803528	3.5x28 mm	1804528	4.5x28 mm
1803530	3.5x30 mm	1804530	4.5x30 mm
1803532	3.5x32 mm	1804532	4.5x32 mm

Système rachidien cervical postérieur



Tige cervicale 3,5

Code	Taille
2400330	3.5x30 mm
2400340	3.5x40 mm
2400350	3.5x50 mm
2400360	3.5x60 mm
2400370	3.5x70 mm
2400380	3.5x80 mm
2400390	3.5x90 mm
2403100	3.5x100 mm
2403120	3.5x120 mm
2403150	3.5x150 mm
2403180	3.5x180 mm
2403200	3.5x200 mm
2403240	3.5x240 mm




Connecteur latéral cervical

Code	Taille
2700010	10 mm
2700018	18 mm



Système de vis vertébrale cervicale postérieure



Système rachidien cervical postérieur

Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Vis à profil bas
- Conception angulaire et anatomique
- Fixation de vis plus facile
- Flexibilité pour le remplacement des vis et des tiges

Connecteur transversal multiaxial

Code	Taille
2600030	30 mm
2600035	35 mm
2600040	40 mm
2600045	45 mm
2600050	50 mm
2600055	55 mm

Plaque occipitale

Code	Taille
2450005	L
2450010	M
2450015	S

Crochet cervical

Code	Taille
3000044	4X4
3000045	4X5
3000046	4X6
3000047	4X7



Connecteur transversal

Code	Taille
2500030	30 mm
2500035	35 mm
2500040	40 mm
2500045	45 mm



Vis de plaque occipitale

Code	Taille
2454004	4.0x4 mm
2454005	4.0x5 mm
2454006	4.0x6 mm
2454504	4.5x4 mm
2454505	4.5x5 mm
2454506	4.5x6 mm



Connecteur Domino

Code

27000050
27000060




Plaque cervicale antérieure

Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Système de verrouillage facile à visser
- Profil bas
- Conception anatomique




Longueur (L)



Plaque cervicale Vis pour plaque cervicale

Code	Taille	Nivea	Code	Taille
8000017	17 mm	1	8103512	3.5x12 mm
8000020	20 mm	1	8103514	3.5x14 mm
8000023	23 mm	1	8103516	3.5x16 mm
8000025	25 mm	1	8103518	3.5x18 mm
8000027	27 mm	2	8103520	3.5x20 mm
8000030	30 mm	2		
8000033	33 mm	2	8104012	4.0x12 mm
8000036	36 mm	2	8104014	4.0x14 mm
8000040	40 mm	2	8104016	4.0x16 mm
8000045	45 mm	3	8104018	4.0x18 mm
8000050	50 mm	3	8104020	4.0x20 mm
8000055	55 mm	3		
8000060	60 mm	3	8104512	4.5x12 mm
8000065	65 mm	3	8104514	4.5x14 mm
8000070	70 mm	4	8104516	4.5x16 mm
8000075	75 mm	4	8104518	4.5x18 mm
8000080	80 mm	4	8104520	4.5x20 mm
8000085	85 mm	4		
8000090	90 mm	4		




Plaque cervicale
antérieure


Cage de corpectomie cervicale

Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Mécanisme de verrouillage simple et surface supérieure et inférieure dentée et inclinée minimisant le risque de déplacement et de sortie
- Plaque terminale supérieure rotative
- Espace de greffe efficace
- Conception anatomique
- Option de surface supérieure inclinée



Code	D	LF	LO
6001013	10	10	13
6001017	10	13	17
6001625	10	16	25
6101013	12	10	13
6101017	12	13	17
6101625	12	16	25
6102440	12	24	40
6103965	12	39	65
6201013	14	10	13
6201017	14	13	17
6201625	14	16	25
6202440	14	24	40
6203965	14	39	65
6301013	16	10	13
6301017	16	13	17
6301625	16	16	25
6302440	16	24	40
6303965	16	39	65
6401013	20	10	13
6401017	20	13	17
6401625	20	16	25
6151625	12	16	25
6152440	12	24	40
6153965	12	39	65
6251625	14	16	25
6252440	14	24	40
6253965	14	39	65




Incliné

6°
6°
6°
6°
6°

Cage à plaque pour corpectomie cervicale


Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Mécanisme de verrouillage simple et surface supérieure et inférieure dentée et inclinée minimisant le risque de déplacement et de sortie
- Plaque terminale supérieure rotative
- Espace de greffe efficace
- Conception anatomique
- Option de surface supérieure inclinée



Cage à plaque pour corpectomie cervicale

Code	D	LF	LO
6011013	10	10	13
6011017	10	13	17
6011625	10	16	25
6111013	12	10	13
6111017	12	13	17
6111625	12	16	25
6112440	12	24	40
6113965	12	39	65
6211013	14	10	13
6211017	14	13	17
6211625	14	16	25
6212440	14	24	40
6213965	14	39	65
6311013	16	10	13
6311017	16	13	17
6311625	16	16	25
6312440	16	24	40
6313965	16	39	65
6411013	20	10	13
6411017	20	13	17
6411625	20	16	25



Prothèse de disque cervical




Prothèse de disque cervical

Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Les surfaces supérieures et inférieures dentées offrent une fixation appropriée entre les plaques terminales
- ($\pm$) 10° d'extension/flexion et de flexion latérale, et
- ($\pm$) 8° de rotation des disques
- Compatible avec l'IRM et la TDM

Code	L	W	H
7001204	12	14	4
7001264	12	16	4
7101404	14	14	4
7101464	14	16	4
7001205	12	14	5
7001265	12	16	5
7101405	14	14	5
7101465	14	16	5
7001206	12	14	6
7001266	12	16	6
7101406	14	14	6
7101466	14	16	6
7001207	12	14	7
7001267	12	16	7
7101407	14	14	7
7101467	14	16	7
7001208	12	14	8
7001268	12	16	8
7101408	14	14	8
7101468	14	16	8

Cage cervicale extensible en PEEK



Cage PEEK extensible cervicale


Code	L	W	H
5601205	12	14	5
5601206	12	14	6
5601207	12	14	7
5601208	12	14	8

Caractéristiques et avantages

- Matière première en polyéther éther cétone (PEEK) et Ti6Al4V-ELI
- La vis d'expansion offre une expansion appropriée
- Les marqueurs à broches en titane et la vis d'expansion permettent d'être vus dans les machines d'imagerie
- Compatible avec l'IRM et la tomodensitométrie

Cage cervicale PEEK

Code	L	W	H
5400414	12	14	4
5400416	12	16	4
5500414	14	14	4
5500416	14	16	4
5400514	12	14	5
5400516	12	16	5
5500514	14	14	5
5500516	14	16	5
5400614	12	14	6
5400616	12	16	6
5500614	14	14	6
5500616	14	16	6
5400714	12	14	7
5400716	12	16	7
5500714	14	14	7
5500716	14	16	7
5400814	12	14	8
5400816	12	16	8
5500814	14	14	8
5500816	14	16	8




Cage cervicale PEEK

Caractéristiques et avantages

- Polyéther éther cétone (PEEK)
- Les broches en titane et la surface supérieure et inférieure dentée offrent une bonne fixation anatomique
- Les marqueurs en tantale aident à être vus dans les machines d'imagerie
- Compatible avec l'IRM et la tomodensitométrie

Cage cervicale PEEK avec lame




Caractéristiques et avantages

- Matière première en polyéther éther cétone (PEEK) et Ti6Al4V-ELI
- La lame offre une fixation appropriée entre les plaques terminales
- Les marqueurs en tantale aident à être vus dans les machines d'imagerie
- Compatible avec l'IRM et la tomodensitométrie

Code	L	W	H
5100414	12	14	4
5300416	12	16	4
5200414	14	14	4
5000416	14	16	4
5100514	12	14	5
5300516	12	16	5
5200514	14	14	5
5000516	14	16	5
5100614	12	14	6
5300616	12	16	6
5200614	14	14	6
5000616	14	16	6
5100714	12	14	7
5300716	12	16	7
5200714	14	14	7
5000716	14	16	7
5100814	12	14	8
5300816	12	16	8
5200814	14	14	8
5000816	14	16	8

Cage anatomique PEEK 4U pour colonne vertébrale et cervicale vissée


Code	L	W	H
6400414	12	14	4
6400416	12	16	4
6500414	14	14	4
6500416	14	16	4
6400514	12	14	5
6400516	12	16	5
6500514	14	14	5
6500516	14	16	5
6400614	12	14	6
6400616	12	16	6
6500614	14	14	6
6500616	14	16	6
6400714	12	14	7
6400716	12	16	7
6500714	14	14	7
6500716	14	16	7
6400814	12	14	8
6400816	12	16	8
6500814	14	14	8
6500816	14	16	8



Cage anatomique PEEK 4U pour colonne vertébrale et cervicale vissée

Caractéristiques et avantages

- Matière première en polyéther éther cétone (PEEK) et Ti6Al4V-ELI
- La surface supérieure et inférieure dentée offre une bonne fixation anatomique
- Les vis en alliage de titane Ti6Al4V assemblées remplacent les deux pointes (broches) du modèle standard et la plaque cervicale antérieure n'est pas nécessaire pour une fixation supplémentaire.
- Compatible avec l'IRM et la TDM



Système de vis vertébrale postérieure

Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Vis à profil bas
- Angulation de 57° dans les vis polyaxiales
- Fonction cylindrique et autotaraudeuse
- Fixation facile des vis
- Flexibilité pour le remplacement des vis et des tiges
- Vis canulées monoaxiales et polyaxiales, différents types de conceptions pour différentes applications :

1. Vis canulée permettant l'injection de ciment
2. Vis à double filetage offrant une meilleure prise
3. Vis de réduction spécialement conçue pour traiter le spondylolisthésis et d'autres déformations de la colonne vertébrale

Système de vis rachidiennes postérieures

VIS POLYAXIALE POSTÉRIEURE DU PÉDICULE SPINAL 4U

Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille
1103520	3.5x20 mm	1105520	5.5x20 mm	1107525	7.5x25 mm	1108525	8.5x25 mm
1103525	3.5x25 mm	1105525	5.5x25 mm	1107530	7.5x30 mm	1108530	8.5x30 mm
1103530	3.5x30 mm	1105530	5.5x30 mm	1107535	7.5x35 mm	1108535	8.5x35 mm
1103535	3.5x35 mm	1105535	5.5x35 mm	1107540	7.5x40 mm	1108540	8.5x40 mm
1103540	3.5x40 mm	1105540	5.5x40 mm	1107545	7.5x45 mm	1108545	8.5x45 mm
1103545	3.5x45 mm	1105545	5.5x45 mm	1107550	7.5x50 mm	1108550	8.5x50 mm
1103550	3.5x50 mm	1105550	5.5x50 mm	1107555	7.5x55 mm	1108555	8.5x55 mm
1103555	3.5x55 mm	1105555	5.5x55 mm	1107560	7.5x60 mm	1108560	8.5x60 mm
1104020	4.0x20 mm	1105560	5.5x60 mm	1107570	7.5x70 mm	1108570	8.5x70 mm
1104025	4.0x25 mm	1106025	6.0x25 mm	1107580	7.5x80 mm	1108580	8.5x80 mm
1104030	4.0x30 mm	1106030	6.0x30 mm	1107590	7.5x90 mm	1108590	8.5x90 mm
1104035	4.0x35 mm	1106035	6.0x35 mm	1108025	8.0x25 mm	1108510	8.5x100 mm
1104040	4.0x40 mm	1106040	6.0x40 mm	1108030	8.0x30 mm		
1104045	4.0x45 mm	1106045	6.0x45 mm	1108035	8.0x35 mm		
1104050	4.0x50 mm	1106050	6.0x50 mm	1108040	8.0x40 mm		
1104055	4.0x55 mm	1106055	6.0x55 mm	1108045	8.0x45 mm		
1104520	4.5x20 mm	1106060	6.0x60 mm	1108050	8.0x50 mm		
1104525	4.5x25 mm	1106070	6.0x70 mm	1108055	8.0x55 mm		
1104530	4.5x30 mm	1106525	6.5x25 mm	1108060	8.0x60 mm		
1104535	4.5x35 mm	1106530	6.5x30 mm	1108070	8.0x70 mm		
1104540	4.5x40 mm	1106535	6.5x35 mm	1108080	8.0x80 mm		
1104545	4.5x45 mm	1106540	6.5x40 mm	1108090	8.0x90 mm		
1104550	4.5x50 mm	1106545	6.5x45 mm	1108010	8.0x100 mm		
1104555	4.5x55 mm	1106550	6.5x50 mm				
1105020	5.0x20 mm	1106555	6.5x55 mm				
1105025	5.0x25 mm	1106560	6.5x60 mm				
1105030	5.0x30 mm	1106570	6.5x70 mm				
1105035	5.0x35 mm	1107025	7.0x25 mm				
1105040	5.0x40 mm	1107030	7.0x30 mm				
1105045	5.0x45 mm	1107035	7.0x35 mm				
1105050	5.0x50 mm	1107040	7.0x40 mm				
1105055	5.0x55 mm	1107045	7.0x45 mm				
1105060	5.0x60 mm	1107050	7.0x50 mm				
		1107055	7.0x55 mm				
		1107060	7.0x60 mm				
		1107070	7.0x70 mm				



Système de vis vertébrale postérieure



Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Vis à profil bas
- Angulation de 57° dans les vis polyaxiales
- Fonction cylindrique et autotaraudeuse
- Fixation facile des vis
- Flexibilité pour le remplacement des vis et des tiges
- Vis canulées monoaxiales et polyaxiales, différents types de conceptions pour différentes applications :
 1. Vis canulée permettant l'injection de ciment
 2. Vis à double filetage offrant une meilleure prise
 3. Vis de réduction spécialement conçue pour traiter le spondylolisthesis et d'autres déformations de la colonne vertébrale

Système de vis rachidiennes postérieures

VIS PÉDICULAIRE MULTIFONCTIONNELLE POSTÉRIEURE SPINALE 4U



Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille
1203525	3.5x25 mm	1206530	6.5x30 mm	1208530	8.5x30 mm
1203530	3.5x30 mm	1206535	6.5x35 mm	1208535	8.5x35 mm
1203535	3.5x35 mm	1206540	6.5x40 mm	1208540	8.5x40 mm
1203540	3.5x40 mm	1206545	6.5x45 mm	1208545	8.5x45 mm
1203545	3.5x45 mm	1206550	6.5x50 mm	1208550	8.5x50 mm
1204025	4.0x25 mm	1206555	6.5x55 mm	1208555	8.5x55 mm
1204030	4.0x30 mm	1206560	6.5x60 mm	1208560	8.5x60 mm
1204035	4.0x35 mm	1207030	7.0x30 mm	1208565	8.5x65 mm
1204040	4.0x40 mm	1207035	7.0x35 mm	1208570	8.5x70 mm
1204045	4.0x45 mm	1207040	7.0x40 mm	1208580	8.5x80 mm
1204525	4.5x25 mm	1207045	7.0x45 mm	1208590	8.5x90 mm
1204530	4.5x30 mm	1207050	7.0x50 mm	1208510	8.5x100 mm
1204535	4.5x35 mm	1207055	7.0x55 mm		
1204540	4.5x40 mm	1207060	7.0x60 mm		
1204545	4.5x45 mm	1207530	7.5x30 mm		
1205030	5.0x30 mm	1207535	7.5x35 mm		
1205035	5.0x35 mm	1207540	7.5x40 mm		
1205040	5.0x40 mm	1207545	7.5x45 mm		
1205045	5.0x45 mm	1207550	7.5x50 mm		
1205050	5.0x50 mm	1207555	7.5x55 mm		
1205055	5.0x55 mm	1207560	7.5x60 mm		
1205525	5.5x25 mm	1208030	8.0x30 mm		
1205530	5.5x30 mm	1208035	8.0x35 mm		
1205535	5.5x35 mm	1208040	8.0x40 mm		
1205540	5.5x40 mm	1208045	8.0x45 mm		
1205545	5.5x45 mm	1208050	8.0x50 mm		
1205550	5.5x50 mm	1208055	8.0x55 mm		
1205555	5.5x55 mm	1208060	8.0x60 mm		
1205560	5.5x60 mm	1208065	8.0x65 mm		
1206030	6.0x30 mm	1208070	8.0x70 mm		
1206035	6.0x35 mm	1208080	8.0x80 mm		
1206040	6.0x40 mm	1208090	8.0x90 mm		
1206045	6.0x45 mm	1208010	8.0x100 mm		
1206050	6.0x50 mm				
1206055	6.0x55 mm				
1206060	6.0x60 mm				

Systeme de vis vertebrale posterieure

Caracteristiques et avantages

- Matiere premiere Ti6Al4V-ELI
- Vis a profil bas
- Angulation de 57° dans les vis polyaxiales
- Fonction cylindrique et autotaraudeuse
- Fixation facile des vis
- Flexibilite pour le remplacement des vis et des tiges
- Vis canulees monoaxiales et polyaxiales, differents types de conceptions pour differentes applications :
 1. Vis canulee permettant l'injection de ciment
 2. Vis a double filetage offrant une meilleure prise
 3. Vis de reduction specialement conue pour traiter le spondylolisthesis et d'autres deformations de la colonne vertebrale

Systeme de vis rachidiennes posterieures

VIS MONOAXIALE POSTERIEURE DU PEDICULE SPINAL 4U

Code	Taille	Code	Taille
1303525	3.5x25 mm	1306035	6.0x35 mm
1303530	3.5x30 mm	1306040	6.0x40 mm
1303535	3.5x35 mm	1306045	6.0x45 mm
1303540	3.5x40 mm	1306050	6.0x50 mm
1303545	3.5x45 mm	1306055	6.0x55 mm
1304025	4.0x25 mm	1306530	6.5x30 mm
1304030	4.0x30 mm	1306535	6.5x35 mm
1304035	4.0x35 mm	1306540	6.5x40 mm
1304040	4.0x40 mm	1306545	6.5x45 mm
1304045	4.0x45 mm	1306550	6.5x50 mm
1304525	4.5x25 mm	1306555	6.5x55 mm
1304530	4.5x30 mm	1307035	7.0x35 mm
1304535	4.5x35 mm	1307040	7.0x40 mm
1304540	4.5x40 mm	1307045	7.0x45 mm
1304545	4.5x45 mm	1307050	7.0x50 mm
1305030	5.0x30 mm	1307055	7.0x55 mm
1305035	5.0x35 mm	1307535	7.5x35 mm
1305040	5.0x40 mm	1307540	7.5x40 mm
1305045	5.0x45 mm	1307545	7.5x45 mm
1305050	5.0x50 mm	1307550	7.5x50 mm
1305530	5.5x30 mm	1307555	7.5x55 mm
1305535	5.5x35 mm	1308035	8.0x35 mm
1305540	5.5x40 mm	1308040	8.0x40 mm
1305545	5.5x45 mm	1308045	8.0x45 mm
1305550	5.5x50 mm	1308050	8.0x50 mm
1305555	5.5x55 mm	1308055	8.0x55 mm



Systeme de vis vertebrale posterieure

Caracteristiques et avantages

- Matiere premiere Ti6Al4V-ELI
- Vis a profil bas
- Angulation de 57° dans les vis polyaxiales
- Fonction cylindrique et autotaraudeuse
- Fixation facile des vis
- Flexibilite pour le remplacement des vis et des tiges
- Vis canulees monoaxiales et polyaxiales, differents types de conceptions pour differentes applications :

1. Vis canulee permettant l'injection de ciment
2. Vis a double filetage offrant une meilleure prise
3. Vis de reduction specialement conue pour traiter le spondylolisthesis et d'autres deformations de la colonne vertebrale

Systeme de vis rachidiennes posterieures

VIS MONOAXIALE POSTERIEURE DU PEDICULE SPINAL 4U

CANULE

Code	Taille
1315535	5.5x35 mm
1315540	5.5x40 mm
1315545	5.5x45 mm
1315550	5.5x50 mm
1315555	5.5x55 mm
1316530	6.5x30 mm
1316535	6.5x35 mm
1316540	6.5x40 mm
1316545	6.5x45 mm
1316550	6.5x50 mm
1316555	6.5x55 mm
1317530	7.5x35 mm
1317535	7.5x35 mm
1317540	7.5x40 mm
1317545	7.5x45 mm
1317550	7.5x50 mm
1317555	7.5x55 mm

CIMENT CANULE

Code	Taille
1325535	5.5x35 mm
1325540	5.5x40 mm
1325545	5.5x45 mm
1325550	5.5x50 mm
1325555	5.5x55 mm
1326530	6.5x30 mm
1326535	6.5x35 mm
1326540	6.5x40 mm
1326545	6.5x45 mm
1326550	6.5x50 mm
1326555	6.5x55 mm
1327530	7.5x35 mm
1327535	7.5x35 mm
1327540	7.5x40 mm
1327545	7.5x45 mm
1327550	7.5x50 mm
1327555	7.5x55 mm

Système de vis vertébrale postérieure

Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Vis à profil bas
- Angulation de 57° dans les vis polyaxiales
- Fonction cylindrique et autotaraudeuse
- Fixation facile des vis
- Flexibilité pour le remplacement des vis et des tiges
- Vis canulées monoaxiales et polyaxiales, différents types de conceptions pour différentes applications :
 1. Vis canulée permettant l'injection de ciment
 2. Vis à double filetage offrant une meilleure prise
 3. Vis de réduction spécialement conçue pour traiter le spondylolisthesis et d'autres déformations de la colonne vertébrale



Système de vis rachidiennes postérieures

VIS CANULEE POLYAXIALE POSTERIEURE PEDICULE SPINAL 4U

Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille
1604030	4.0x30 mm	1605530	5.5x30 mm	1607030	7.0x30 mm
1604035	4.0x35 mm	1605535	5.5x35 mm	1607035	7.0x35 mm
1604040	4.0x40 mm	1605540	5.5x40 mm	1607040	7.0x40 mm
1604045	4.0x45 mm	1605545	5.5x45 mm	1607045	7.0x45 mm
1604050	4.0x50 mm	1605550	5.5x50 mm	1607050	7.0x50 mm
1604055	4.0x55 mm	1605555	5.5x55 mm	1607055	7.0x55 mm
1604060	4.0x60 mm	1605560	5.5x60 mm	1607060	7.0x60 mm
1604065	4.0x65 mm	1605565	5.5x65 mm	1607065	7.0x65 mm
1604070	4.0x70 mm	1605570	5.5x70 mm	1607070	7.0x70 mm
1604530	4.5x30 mm	1606030	6.0x30 mm	1607080	7.0x80 mm
1604535	4.5x35 mm	1606035	6.0x35 mm	1607530	7.5x30 mm
1604540	4.5x40 mm	1606040	6.0x40 mm	1607535	7.5x35 mm
1604545	4.5x45 mm	1606045	6.0x45 mm	1607540	7.5x40 mm
1604550	4.5x50 mm	1606050	6.0x50 mm	1607545	7.5x45 mm
1604555	4.5x55 mm	1606055	6.0x55 mm	1607550	7.5x50 mm
1604560	4.5x60 mm	1606060	6.0x60 mm	1607555	7.5x55 mm
1604565	4.5x65 mm	1606065	6.0x65 mm	1607560	7.5x60 mm
1604570	4.5x70 mm	1606070	6.0x70 mm	1607565	7.5x65 mm
1604580	4.5x80 mm	1606080	6.0x80 mm	1607570	7.5x70 mm
1605030	5.0x30 mm	1606530	6.5x30 mm	1607580	7.5x80 mm
1605035	5.0x35 mm	1606535	6.5x35 mm	1608035	8.0x35 mm
1605040	5.0x40 mm	1606540	6.5x40 mm	1608040	8.0x40 mm
1605045	5.0x45 mm	1606545	6.5x45 mm	1608045	8.0x45 mm
1605050	5.0x50 mm	1606550	6.5x50 mm	1608050	8.0x50 mm
1605055	5.0x55 mm	1606555	6.5x55 mm	1608055	8.0x55 mm
1605060	5.0x60 mm	1606560	6.5x60 mm	1608060	8.0x60 mm
1605065	5.0x65 mm	1606565	6.5x65 mm	1608065	8.0x65 mm
1605070	5.0x70 mm	1606570	6.5x70 mm	1608070	8.0x70 mm
1605080	5.0x80 mm	1606580	6.5x80 mm	1608080	8.0x80 mm



Système de vis vertébrale postérieure

Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Vis à profil bas
- Angulation de 57° dans les vis polyaxiales
- Fonction cylindrique et autotaraudeuse
- Fixation facile des vis
- Flexibilité pour le remplacement des vis et des tiges
- Vis canulées monoaxiales et polyaxiales, différents types de conceptions pour différentes applications :
 1. Vis canulée permettant l'injection de ciment
 2. Vis à double filetage offrant une meilleure prise
 3. Vis de réduction spécialement conçue pour traiter le spondylolisthesis et d'autres déformations de la colonne vertébrale



Système de vis rachidiennes postérieures

VIS À CIMENT CANULÉE POLYAXIALE POSTÉRIEURE PÉDICULE SPINAL 4U

Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille
1704030	4.0x30 mm	1705530	5.5x30 mm	1707030	7.0x30 mm
1704035	4.0x35 mm	1705535	5.5x35 mm	1707035	7.0x35 mm
1704040	4.0x40 mm	1705540	5.5x40 mm	1707040	7.0x40 mm
1704045	4.0x45 mm	1705545	5.5x45 mm	1707045	7.0x45 mm
1704050	4.0x50 mm	1705550	5.5x50 mm	1707050	7.0x50 mm
1704055	4.0x55 mm	1705555	5.5x55 mm	1707055	7.0x55 mm
1704060	4.0x60 mm	1705560	5.5x60 mm	1707060	7.0x60 mm
1704065	4.0x65 mm	1705565	5.5x65 mm	1707065	7.0x65 mm
1704070	4.0x70 mm	1705570	5.5x70 mm	1707070	7.0x70 mm
1704530	4.5x30 mm	1706030	6.0x30 mm	1707080	7.0x80 mm
1704535	4.5x35 mm	1706035	6.0x35 mm	1707530	7.5x30 mm
1704540	4.5x40 mm	1706040	6.0x40 mm	1707535	7.5x35 mm
1704545	4.5x45 mm	1706045	6.0x45 mm	1707540	7.5x40 mm
1704550	4.5x50 mm	1706050	6.0x50 mm	1707545	7.5x45 mm
1704555	4.5x55 mm	1706055	6.0x55 mm	1707550	7.5x50 mm
1704560	4.5x60 mm	1706060	6.0x60 mm	1707555	7.5x55 mm
1704565	4.5x65 mm	1706065	6.0x65 mm	1707560	7.5x60 mm
1704570	4.5x70 mm	1706070	6.0x70 mm	1707565	7.5x65 mm
1704580	4.5x80 mm	1706080	6.0x80 mm	1707570	7.5x70 mm
1705030	5.0x30 mm	1706530	6.5x30 mm	1707580	7.5x80 mm
1705035	5.0x35 mm	1706535	6.5x35 mm	1708035	8.0x35 mm
1705040	5.0x40 mm	1706540	6.5x40 mm	1708040	8.0x40 mm
1705045	5.0x45 mm	1706545	6.5x45 mm	1708045	8.0x45 mm
1705050	5.0x50 mm	1706550	6.5x50 mm	1708050	8.0x50 mm
1705055	5.0x55 mm	1706555	6.5x55 mm	1708055	8.0x55 mm
1705060	5.0x60 mm	1706560	6.5x60 mm	1708060	8.0x60 mm
1705065	5.0x65 mm	1706565	6.5x65 mm	1708065	8.0x65 mm
1705070	5.0x70 mm	1706570	6.5x70 mm	1708070	8.0x70 mm
1705080	5.0x80 mm	1706580	6.5x80 mm	1708080	8.0x80 mm



Systeme de vis vertebrale posterieure

Caracteristiques et avantages

- Matiere premiere Ti6Al4V-ELI
- Vis a profil bas
- Angulation de 57° dans les vis polyaxiales
- Fonction cylindrique et autotaraudeuse
- Fixation facile des vis
- Flexibilite pour le remplacement des vis et des tiges
- Vis canulees monoaxiales et polyaxiales, differents types de conceptions pour differentes applications :

1. Vis canulee permettant l'injection de ciment
2. Vis a double filetage offrant une meilleure prise
3. Vis de reduction specialement conue pour traiter le spondylolisthesis et d'autres deformations de la colonne vertebrale



VIS DE SPONDYLOLISTHESIS POLYAXIAL POSTERIEUR SPINAL 4U

VIS DE SPONDYLOLISTHESIS POLYAXIAL POSTERIEUR SPINAL 4U

Code	Taille	Code	Taille
1404030	4.0x30 mm	1406535	6.5x35 mm
1404035	4.0x35 mm	1406540	6.5x40 mm
1404040	4.0x40 mm	1406545	6.5x45 mm
1404045	4.0x45 mm	1406550	6.5x50 mm
1404050	4.0x50 mm	1406555	6.5x55 mm
1404530	4.5x30 mm	1406560	6.5x60 mm
1404535	4.5x35 mm	1406565	6.5x65 mm
1404540	4.5x40 mm	1406570	6.5x70 mm
1404545	4.5x45 mm	1407035	7.0x35 mm
1404550	4.5x50 mm	1407040	7.0x40 mm
1405035	5.0x35 mm	1407045	7.0x45 mm
1405040	5.0x40 mm	1407050	7.0x50 mm
1405045	5.0x45 mm	1407055	7.0x55 mm
1405050	5.0x50 mm	1407060	7.0x60 mm
1405055	5.0x55 mm	1407065	7.0x65 mm
1405060	5.0x60 mm	1407070	7.0x70 mm
1405525	5.5x25 mm	1407535	7.5x35 mm
1405530	5.5x30 mm	1407540	7.5x40 mm
1405535	5.5x35 mm	1407545	7.5x45 mm
1405540	5.5x40 mm	1407550	7.5x50 mm
1405545	5.5x45 mm	1407555	7.5x55 mm
1405550	5.5x50 mm	1407560	7.5x60 mm
1405555	5.5x55 mm	1407565	7.5x65 mm
1405560	5.5x60 mm	1407570	7.5x70 mm
1405565	5.5x65 mm	1407580	7.5x80 mm
1406035	6.0x35 mm	1408035	7.0x35 mm
1406040	6.0x40 mm	1408040	7.0x40 mm
1406045	6.0x45 mm	1408045	7.0x45 mm
1406050	6.0x50 mm	1408050	7.0x50 mm
1406055	6.0x55 mm	1408055	7.0x55 mm
1406060	6.0x60 mm	1408060	7.0x60 mm
1406065	6.0x65 mm	1408065	7.0x65 mm
		1408070	7.0x70 mm
		1408080	7.0x80 mm



Systeme de vis vertebrale posterieure

Caracteristiques et avantages

- Matiere premiere Ti6Al4V-ELI
- Vis a profil bas
- Angulation de 57° dans les vis polyaxiales
- Fonction cylindrique et autotaraudeuse
- Fixation facile des vis
- Flexibilite pour le remplacement des vis et des tiges
- Vis canulees monoaxiales et polyaxiales, differents types de conceptions pour differentes applications :

1. Vis canulee permettant l'injection de ciment
2. Vis a double filetage offrant une meilleure prise
3. Vis de reduction specialement conue pour traiter le spondylolisthesis et d'autres deformations de la colonne vertebrale



VIS DE SPONDYLOLISTHESIS POLYAXIAL POSTERIEUR SPINAL 4U

VIS DE SPONDYLOLISTHESIS POLYAXIAL POSTERIEUR SPINAL 4U

MULTIFONCTIONNEL		CANULE		CIMENT CANULE	
Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille
1434530	4.5x30 mm	1414530	4.5x30 mm	1424530	4.5x30 mm
1434535	4.5x35 mm	1414535	4.5x35 mm	1424535	4.5x35 mm
1434540	4.5x40 mm	1414540	4.5x40 mm	1424540	4.5x40 mm
1434545	4.5x45 mm	1414545	4.5x45 mm	1424545	4.5x45 mm
1435535	5.5x35 mm	1415535	5.5x35 mm	1425535	5.5x35 mm
1435540	5.5x40 mm	1415540	5.5x40 mm	1425540	5.5x40 mm
1435545	5.5x45 mm	1415545	5.5x45 mm	1425545	5.5x45 mm
1435550	5.5x50 mm	1415550	5.5x50 mm	1425550	5.5x50 mm
1436035	6.0x35 mm	1416035	6.0x35 mm	1426035	6.0x35 mm
1436040	6.0x40 mm	1416040	6.0x40 mm	1426040	6.0x40 mm
1436045	6.0x45 mm	1416045	6.0x45 mm	1426045	6.0x45 mm
1436050	6.0x50 mm	1416050	6.0x50 mm	1426050	6.0x50 mm
1436535	6.5x35 mm	1416535	6.5x35 mm	1426535	6.5x35 mm
1436540	6.5x40 mm	1416540	6.5x40 mm	1426540	6.5x40 mm
1436545	6.5x45 mm	1416545	6.5x45 mm	1426545	6.5x45 mm
1436550	6.5x50 mm	1416550	6.5x50 mm	1426550	6.5x50 mm
1437035	7.0x35 mm	1417035	7.0x35 mm	1427035	7.0x35 mm
1437040	7.0x40 mm	1417040	7.0x40 mm	1427040	7.0x40 mm
1437045	7.0x45 mm	1417045	7.0x45 mm	1427045	7.0x45 mm
1437050	7.0x50 mm	1417050	7.0x50 mm	1427050	7.0x50 mm
1437055	7.0x55 mm	1417055	7.0x55 mm	1427055	7.0x55 mm
1437540	7.5x40 mm	1417540	7.5x40 mm	1427540	7.5x40 mm
1437545	7.5x45 mm	1417545	7.5x45 mm	1427545	7.5x45 mm
1437550	7.5x50 mm	1417550	7.5x50 mm	1427550	7.5x50 mm
1437555	7.5x55 mm	1417555	7.5x55 mm	1427555	7.5x55 mm



Système de vis vertébrale postérieure



Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Vis à profil bas
- Angulation de 57° dans les vis polyaxiales
- Fonction cylindrique et autotaraudeuse
- Fixation facile des vis
- Flexibilité pour le remplacement des vis et des tiges
- Vis canulées monoaxiales et polyaxiales, différents types de conceptions pour différentes applications :
 1. Vis canulée permettant l'injection de ciment
 2. Vis à double filetage offrant une meilleure prise
 3. Vis de réduction spécialement conçue pour traiter le spondylolisthésis et d'autres déformations de la colonne vertébrale

Vis de spondylolisthésis monoaxial postérieur rachidien 4U

VIS DE SPONDYLOLISTHESIS MONOAXIAL POSTERIEUR SPINAL 4U

NORME		CANULÉ		CIMENT CANULE				
Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille			
	1504530	4.5x30 mm		1514530	4.5x30 mm		1524530	4.5x30 mm
	1504535	4.5x35 mm		1514535	4.5x35 mm		1524535	4.5x35 mm
	1504540	4.5x40 mm		1514540	4.5x40 mm		1524540	4.5x40 mm
	1504545	4.5x45 mm		1514545	4.5x45 mm		1524545	4.5x45 mm
	1505535	5.5x35 mm		1515535	5.5x35 mm		1525535	5.5x35 mm
	1505540	5.5x40 mm		1515540	5.5x40 mm		1525540	5.5x40 mm
	1505545	5.5x45 mm		1515545	5.5x45 mm		1525545	5.5x45 mm
	1505550	5.5x50 mm		1515550	5.5x50 mm		1525550	5.5x50 mm
	1506035	6.0x35 mm		1516035	6.0x35 mm		1526035	6.0x35 mm
	1506040	6.0x40 mm		1516040	6.0x40 mm		1526040	6.0x40 mm
	1506045	6.0x45 mm		1516045	6.0x45 mm		1526045	6.0x45 mm
	1506050	6.0x50 mm		1516050	6.0x50 mm		1526050	6.0x50 mm
	1506535	6.5x35 mm		1516535	6.5x35 mm		1526535	6.5x35 mm
	1506540	6.5x40 mm		1516540	6.5x40 mm		1526540	6.5x40 mm
	1506545	6.5x45 mm		1516545	6.5x45 mm		1526545	6.5x45 mm
	1506550	6.5x50 mm		1516550	6.5x50 mm		1526550	6.5x50 mm
	1507035	7.0x35 mm		1517035	7.0x35 mm		1527035	7.0x35 mm
	1507040	7.0x40 mm		1517040	7.0x40 mm		1527040	7.0x40 mm
	1507045	7.0x45 mm		1517045	7.0x45 mm		1527045	7.0x45 mm
	1507050	7.0x50 mm		1517050	7.0x50 mm		1527050	7.0x50 mm
1507055	7.0x55 mm	1517055	7.0x55 mm	1527055	7.0x55 mm			
1507540	7.5x40 mm	1517540	7.5x40 mm	1527540	7.5x40 mm			
1507545	7.5x45 mm	1517545	7.5x45 mm	1527545	7.5x45 mm			
1507550	7.5x50 mm	1517550	7.5x50 mm	1527550	7.5x50 mm			
1507555	7.5x55 mm	1517555	7.5x55 mm	1527555	7.5x55 mm			

Système de vis vertébrale postérieure

Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Vis à profil bas
- Angulation de 57° dans les vis polyaxiales
- Fonction cylindrique et autotaraudeuse
- Fixation facile des vis
- Flexibilité pour le remplacement des vis et des tiges
- Vis monoaxiales, polyaxiales, canulées, canulées cimentées, différents types de conceptions pour différentes applications
- Capacité à accepter des tiges de Ø5,5 mm
- Mouvement flexible dans la direction de 360°
- La tête sphérique recourbée offre une meilleure stabilité angulaire
- Conception de taraud étendu multi-type
- Motif de filetage à double pas pour une insertion plus rapide et une résistance à l'arrachement accrue
- Le bloc de verrouillage de la selle dentelée empêche le desserrage de la vis.



Vis polyaxiale postérieure
pédiculée vertébrale 4U à
bras long

VIS POLYAXIALE POSTÉRIEURE PÉDICULE SPINAL 4U BRAS LONG

NORME

MULTIFONCTIONNEL

Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille
1675530	5.5X30 MM	1677030	7.0X30 MM	1685530	5.5X30 MM	1687030	7.0X30 MM
1675535	5.5X35 MM	1677035	7.0X35 MM	1685535	5.5X35 MM	1687035	7.0X35 MM
1675540	5.5X40 MM	1677040	7.0X40 MM	1685540	5.5X40 MM	1687040	7.0X40 MM
1675545	5.5X45 MM	1677045	7.0X45 MM	1685545	5.5X45 MM	1687045	7.0X45 MM
1675550	5.5X50 MM	1677050	7.0X50 MM	1685550	5.5X50 MM	1687050	7.0X50 MM
1675555	5.5X55 MM	1677055	7.0X55 MM	1685555	5.5X55 MM	1687055	7.0X55 MM
1676030	6.0X30 MM	1677530	7.5X30 MM	1686030	6.0X30 MM	1687530	7.5X30 MM
1676035	6.0X35 MM	1677535	7.5X35 MM	1686035	6.0X35 MM	1687535	7.5X35 MM
1676040	6.0X40 MM	1677540	7.5X40 MM	1686040	6.0X40 MM	1687540	7.5X40 MM
1676045	6.0X45 MM	1677545	7.5X45 MM	1686045	6.0X45 MM	1687545	7.5X45 MM
1676050	6.0X50 MM	1677550	7.5X50 MM	1686050	6.0X50 MM	1687550	7.5X50 MM
1676055	6.0X55 MM	1677555	7.5X55 MM	1686055	6.0X55 MM	1687555	7.5X55 MM
1676530	6.5X30 MM	1678030	8.0X30 MM	1686530	6.5X30 MM	1688030	8.0X30 MM
1676535	6.5X35 MM	1678035	8.0X35 MM	1686535	6.5X35 MM	1688035	8.0X35 MM
1676540	6.5X40 MM	1678040	8.0X40 MM	1686540	6.5X40 MM	1688040	8.0X40 MM
1676545	6.5X45 MM	1678045	8.0X45 MM	1686545	6.5X45 MM	1688045	8.0X45 MM
1676550	6.5X50 MM	1678050	8.0X50 MM	1686550	6.5X50 MM	1688050	8.0X50 MM
1676555	6.5X55 MM	1678055	8.0X55 MM	1686555	6.5X55 MM	1688055	8.0X55 MM



Système de vis vertébrale postérieure

Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Vis à profil bas
- Angulation de 57° dans les vis polyaxiales
- Fonction cylindrique et autotaraudeuse
- Fixation facile des vis
- Flexibilité pour le remplacement des vis et des tiges
- Vis monoaxiales, polyaxiales, canulées, canulées cimentées, différents types de conceptions pour différentes applications
- Capacité à accepter des tiges de Ø5,5 mm
- Mouvement flexible dans la direction de 360°
- La tête sphérique recourbée offre une meilleure stabilité angulaire
- Conception de taraud étendu multi-type
- Motif de filetage à double pas pour une insertion plus rapide et une résistance à l'arrachement accrue
- Le bloc de verrouillage de la selle dentelée empêche le desserrage de la vis.



Vis polyaxiale postérieure
pédiculée vertébrale 4U à bras
long

VIS POLYAXIALE POSTÉRIEURE PÉDICULE SPINAL 4U BRAS LONG ARM

CANULÉ

CIMENT CANULE


Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code	Taille
1655530	5.5X30 MM	1657030	7.0X30 MM	1665530	5.5X30 MM	1667030	7.0X30 MM
1655535	5.5X35 MM	1657035	7.0X35 MM	1665535	5.5X35 MM	1667035	7.0X35 MM
1655540	5.5X40 MM	1657040	7.0X40 MM	1665540	5.5X40 MM	1667040	7.0X40 MM
1655545	5.5X45 MM	1657045	7.0X45 MM	1665545	5.5X45 MM	1667045	7.0X45 MM
1655550	5.5X50 MM	1657050	7.0X50 MM	1665550	5.5X50 MM	1667050	7.0X50 MM
1655555	5.5X55 MM	1657055	7.0X55 MM	1665555	5.5X55 MM	1667055	7.0X55 MM
1656030	6.0X30 MM	1657530	7.5X30 MM	1666030	6.0X30 MM	1667530	7.5X30 MM
1656035	6.0X35 MM	1657535	7.5X35 MM	1666035	6.0X35 MM	1667535	7.5X35 MM
1656040	6.0X40 MM	1657540	7.5X40 MM	1666040	6.0X40 MM	1667540	7.5X40 MM
1656045	6.0X45 MM	1657545	7.5X45 MM	1666045	6.0X45 MM	1667545	7.5X45 MM
1656050	6.0X50 MM	1657550	7.5X50 MM	1666050	6.0X50 MM	1667550	7.5X50 MM
1656055	6.0X55 MM	1657555	7.5X55 MM	1666055	6.0X55 MM	1667555	7.5X55 MM
1656530	6.5X30 MM	1658030	8.0X30 MM	1666530	6.5X30 MM	1668030	8.0X30 MM
1656535	6.5X35 MM	1658035	8.0X35 MM	1666535	6.5X35 MM	1668035	8.0X35 MM
1656540	6.5X40 MM	1658040	8.0X40 MM	1666540	6.5X40 MM	1668040	8.0X40 MM
1656545	6.5X45 MM	1658045	8.0X45 MM	1666545	6.5X45 MM	1668045	8.0X45 MM
1656550	6.5X50 MM	1658050	8.0X50 MM	1666550	6.5X50 MM	1668050	8.0X50 MM
1656555	6.5X55 MM	1658055	8.0X55 MM	1666555	6.5X55 MM	1668055	8.0X55 MM



Tiges vertébrales postérieures

Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Fixation facile par vis
- Flexibilité pour le remplacement de la tige
- Tige droite et courbée appropriée dans une variété de longueurs
- Les tiges peuvent également être coupées à la longueur souhaitée à l'aide du cutter
- La tige droite peut être courbée à la lordose souhaitée à l'aide du Rod Bender
- Option 5.5 et 6.0



Tiges rachidiennes postérieures, 5,5

Tige spinale 5,5

CANNE HAUTE FLEXIBILITÉ SPINAL 4U


Code	Taille	Code	Taille
2300540	5.5x40 mm	2305270	5.5x270 mm
2300550	5.5x50 mm	2305280	5.5x280 mm
2300560	5.5x60 mm	2305290	5.5x290 mm
2300570	5.5x70 mm	2305300	5.5x300 mm
2300580	5.5x80 mm	2305310	5.5x310 mm
2300590	5.5x90 mm	2305320	5.5x320 mm
2305100	5.5x100 mm	2305340	5.5x340 mm
2305110	5.5x110 mm	2305350	5.5x350 mm
2305120	5.5x120 mm	2305360	5.5x360 mm
2305130	5.5x130 mm	2305380	5.5x380 mm
2305140	5.5x140 mm	2305400	5.5x400 mm
2305150	5.5x150 mm	2305420	5.5x420 mm
2305160	5.5x160 mm	2305440	5.5x440 mm
2305170	5.5x170 mm	2305450	5.5x450 mm
2305180	5.5x180 mm	2305460	5.5x460 mm
2305190	5.5x190 mm	2305480	5.5x480 mm
2305200	5.5x200 mm	2305500	5.5x500 mm
2305210	5.5x210 mm	2305520	5.5x520 mm
2305220	5.5x220 mm	2305540	5.5x540 mm
2305230	5.5x230 mm	2305550	5.5x550 mm
2305240	5.5x240 mm	2305560	5.5x560 mm
2305250	5.5x250 mm	2305580	5.5x580 mm
2305260	5.5x260 mm	2305600	5.5x600 mm

Code	Taille
2155035	5.5x35 mm
2155040	5.5x40 mm
2155045	5.5x45 mm
2155050	5.5x50 mm
2155055	5.5x55 mm
2155060	5.5x60 mm
2155065	5.5x65 mm
2155070	5.5x70 mm
2155080	5.5x80 mm
2155090	5.5x90 mm
2155100	5.5x100 mm
2155110	5.5x110 mm
2155120	5.5x120 mm
2155130	5.5x130 mm
2155140	5.5x140 mm
2155150	5.5x150 mm
2155160	5.5x160 mm
2155170	5.5x170 mm
2155180	5.5x180 mm
2155190	5.5x190 mm
2155200	5.5x200 mm

Tiges vertébrales postérieures

Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Fixation facile par vis
- Flexibilité pour le remplacement de la tige
- Tige droite et courbée appropriée dans une variété de longueurs
- Les tiges peuvent également être coupées à la longueur souhaitée à l'aide du cutter
- La tige droite peut être courbée à la lordose souhaitée à l'aide du Rod Bender
- Option 5.5 et 6.0



Tiges rachidiennes postérieures, 6,0

Tige Spinale 6.0

CANNE HAUTE FLEXIBILITÉ SPINAL 4U 6.0

Code	Taille	Code	Taille
2200640	6.0x40 mm	2206270	6.0x270 mm
2200650	6.0x50 mm	2206280	6.0x280 mm
2200660	6.0x60 mm	2206290	6.0x290 mm
2200670	6.0x70 mm	2206300	6.0x300 mm
2200680	6.0x80 mm	2206310	6.0x310 mm
2200690	6.0x90 mm	2206320	6.0x320 mm
2206100	6.0x100 mm	2206340	6.0x340 mm
2206110	6.0x110 mm	2206350	6.0x350 mm
2206120	6.0x120 mm	2206360	6.0x360 mm
2206130	6.0x130 mm	2206380	6.0x380 mm
2206140	6.0x140 mm	2206400	6.0x400 mm
2206150	6.0x150 mm	2206420	6.0x420 mm
2206160	6.0x160 mm	2206440	6.0x440 mm
2206170	6.0x170 mm	2206450	6.0x450 mm
2206180	6.0x180 mm	2206460	6.0x460 mm
2206190	6.0x190 mm	2206480	6.0x480 mm
2206200	6.0x200 mm	2206500	6.0x500 mm
2206210	6.0x210 mm	2206520	6.0x520 mm
2206220	6.0x220 mm	2206540	6.0x540 mm
2206230	6.0x230 mm	2206550	6.0x550 mm
2206240	6.0x240 mm	2206560	6.0x560 mm
2206250	6.0x250 mm	2206580	6.0x580 mm
2206260	6.0x260 mm	2206600	6.0x600 mm

Code	Taille
2100635	6.0x35 mm
2100640	6.0x40 mm
2100645	6.0x45 mm
2100650	6.0x50 mm
2100655	6.0x55 mm
2100660	6.0x60 mm
2100665	6.0x65 mm
2100670	6.0x70 mm
2100680	6.0x80 mm
2100690	6.0x90 mm
2106100	6.0x100 mm
2106110	6.0x110 mm
2106120	6.0x120 mm
2106130	6.0x130 mm
2106140	6.0x140 mm
2106150	6.0x150 mm
2106160	6.0x160 mm
2106170	6.0x170 mm
2106180	6.0x180 mm
2106190	6.0x190 mm
2106200	6.0x200 mm

Connecteurs thoraco-lombaires

Connecteur transversal multiaxial

Code	Taille
------	--------

2600040	40 mm
2600050	50 mm
2600060	60 mm
2600070	70 mm
2600080	80 mm



Connecteur transversal

Code	Taille
------	--------


2500040	40 mm
2500050	50 mm
2500060	60 mm
2500070	70 mm
2500080	80 mm
2500090	90 mm
2500100	100 mm
2500120	120 mm



Connecteur latéral

Code	Taille
------	--------

2700015	15 mm
2700020	20 mm
2700025	25 mm
2700030	30 mm



Connecteur Domino

Code

2700040



Connecteur axial

Code

2700030



Connecteur multiaxial

Code	Taille
------	--------

2700050	50 mm
2700060	60 mm



Crochets thoraco-lombaires

Petits crochets pédiculaires

Code

Taille

3000085
3000087
3000089




8x5
8x7
8x9

Crochets pédiculaires décalés à droite

Code

Taille

3100055
3100057




5x5
5x7

Crochets pédiculaires décalés à gauche

Code

Taille

3200055
3200057



5x5
5x7

Crochets laminaires spinaux

Code

Taille

3300055
3300057
3300059
3300076
3300077
3300079
3300711




5x5
5x7
5x9
7x6
7x7
7x9
7x11

Crochets décalés laminaires spinaux à gauche

Code

Taille

3600055
3600057




5x5
5x7

Crochets décalés laminaires spinaux à droite

Code

Taille

3500055
3500057



5x5
5x7

Crochets laminaires spinaux coudés à gauche

Code

Taille

3350079
3350711



7x9
7x11

Crochets laminaires spinaux coudés à droite

Code

Taille

3450079
3450711




7x9
7x11


Cage de corpectomie thoraco-lombaire

Caractéristiques et avantages

- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Mécanisme de verrouillage simple et surface supérieure et inférieure dentée et inclinée minimisant le risque de déplacement et de sortie
- Plaque terminale supérieure et inférieure rotative
- Espace de greffe efficace
- Conception anatomique
- Option de surface supérieure et inférieure inclinée



Code	D	LF	LO
5702534	20	25	34
5703244	20	32	44
5704258	20	42	58
5705684	20	56	84
5802329	24	23	29
5802840	24	28	40
5803854	24	38	54
5805276	24	52	76
5807411	24	74	114
5903044	28	30	44
5904258	28	42	58
5905684	28	56	84
5908213	28	82	130
5901014	28	100	140



Incliné

5752534	20	25	34	6°
5753244	20	32	44	6°
5754258	20	42	58	6°
5755684	20	56	84	6°
5852329	24	23	29	6°
5852840	24	28	40	6°
5853854	24	38	54	6°
5855276	24	52	76	6°
5857411	24	74	114	6°
5953044	28	30	44	6°
5954258	28	42	58	6°
5955684	28	56	84	6°
5958213	28	82	130	6°
5951014	28	100	140	6°

Dispositif interépineux thoracolombaire

Caractéristiques et avantages


- Matière première Ti6Al4V-ELI
- Utilisation facile
- Conception anatomique

Code	Taille
8800008	08
8800010	10
8800012	12
8800014	14
8800016	16



Dispositif interépineux 4U
U-Device

Cage PLIF PEEK extensible




Cage PLIF extensible
pour colonne
vertébrale 4U

Caractéristiques et avantages

- Polyéther éther cétone (PEEK), matière première Ti6Al4V-ELI
- La surface supérieure et inférieure dentée offre une bonne fixation anatomique
- Le mécanisme en alliage de titane permet d'être vu dans les machines d'imagerie
- Grande zone de greffe
- Compatible avec l'IRM et la tomodensitométrie


Code	L	W	H
4602407	24	10	7
4602408	24	10	8
4602409	24	10	9
4602410	24	10	10
4602411	24	10	11
4602412	24	10	12
4602413	24	10	13



Cage PLIF PEEK thoraco-lombaire



Caractéristiques et avantages

- Matière première en polyéther éther cétone (PEEK)
- La surface supérieure et inférieure dentée offre une bonne fixation anatomique
- Les marqueurs en tantale aident à être vus dans les machines d'imagerie
- Grande zone de greffe
- Compatible avec l'IRM et la tomodensitométrie




Cage PLIF vertébrale 4U

Code	L	W	H	Code	L	W	H	Incliné
4502206	22	10	6	4552206	22	10	6	5°
4502207	22	10	7	4552207	22	10	7	5°
4502208	22	10	8	4552208	22	10	8	5°
4502209	22	10	9	4552209	22	10	9	5°
4502210	22	10	10	4552210	22	10	10	5°
4502211	22	10	11	4552211	22	10	11	5°
4502212	22	10	12	4552212	22	10	12	5°
4502406	24	10	6	4552214	22	10	14	5°
4502407	24	10	7	4552216	22	10	16	5°
4502408	24	10	8	4552406	24	10	6	5°
4502409	24	10	9	4552407	24	10	7	5°
4502410	24	10	10	4552408	24	10	8	5°
4502411	24	10	11	4552409	24	10	9	5°
4502412	24	10	12	4552410	24	10	10	5°
				4552411	24	10	11	5°
				4552412	24	10	12	5°



Cage thoraco-lombaire TLIF PEEK






Cage TLIF 4U pour colonne vertébrale

Caractéristiques et avantages

- Polyéther éther cétone (PEEK), matière première Ti6Al4V-ELI
- La surface supérieure et inférieure dentée offre une bonne fixation anatomique
- Le mécanisme en alliage de titane permet d'être vu dans les machines d'imagerie
- Angle de lordose de 4°
- Grande zone de greffe
- Compatible avec l'IRM et la tomodensitométrie

Code	L	W	H	Code	L	W	H	Incliné
4102407	24	10	7	4152407	24	10	7	4°
4102408	24	10	8	4152408	24	10	8	4°
4102409	24	10	9	4152409	24	10	9	4°
4102410	24	10	10	4152410	24	10	10	4°
4102411	24	10	11	4152411	24	10	11	4°
4102412	24	10	12	4152412	24	10	12	4°
4102413	24	10	13	4152413	24	10	13	4°
4202807	28	10	7	4252807	28	10	7	4°
4202808	28	10	8	4252808	28	10	8	4°
4202809	28	10	9	4252809	28	10	9	4°
4202810	28	10	10	4252810	28	10	10	4°
4202811	28	10	11	4252811	28	10	11	4°
4202812	28	10	12	4252812	28	10	12	4°
4202813	28	10	13	4252813	28	10	13	4°
4303207	32	10	7	4353207	32	10	7	4°
4303208	32	10	8	4353208	32	10	8	4°
4303209	32	10	9	4353209	32	10	9	4°
4303210	32	10	10	4353210	32	10	10	4°
4303211	32	10	11	4353211	32	10	11	4°
4303212	32	10	12	4353212	32	10	12	4°
4303213	32	10	13	4353213	32	10	13	4°


Jeu de vis polyaxiales postérieures cervicales rachidiennes




Jeu de vis polyaxiales postérieures pour colonne vertébrale




Ensemble MIS pour la colonne vertébrale




Ensemble de cages pour plaques cervicales




Ensemble de cages cervicales en PEEK





Ensemble de cages PLIF et TLIF PEEK



Kit de cage pour corpectomie vertébrale



Dispositif interépineux Ensemble de dispositifs en U




MEDICAL
4U®

Turkey



www.4umedical.com.tr

Keeps You Moving



4U Medical

-  Turgut Ozal Mah. 2118.Cd.No:6/A
Yenimahalle/Ankara-TURKIYE
-  +90 312 566 06 55
-  +90 532 677 42 32
-  info@4umedical.com.tr



www.4umedical.com.tr

